

Microlet<sup>®</sup>Next Stechhilfe / Autopiqueur Microlet<sup>®</sup>Next / Microlet<sup>®</sup>Next-prikapparaat.

PN-1214334

Zur Verwendung zusammen mit Einweg-Lanzetten für die Entnahme von Kapillarblut vorgesehen. • Conçu pour le prélèvement de sang capillaire, à utiliser avec des lancettes jetables. • Bestemd voor afname van capillair bloed, voor gebruik in combinatie met wegwerpbare lancetten.

Die Microlet<sup>®</sup>Next Stechhilfe und die Microlet<sup>®</sup> Lanzetten werden zusammen verwendet, um kapillares Vollblut zur Blutzuckermessung aus der Fingerbeere oder dem Handballen zu gewinnen. Die Microlet<sup>®</sup> Next Stechhilfe ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt. Die Stechhilfe ist nicht für Neugeborene vorgesehen. • L'autopiqueur Microlet<sup>®</sup>Next est utilisé avec des lancettes compatibles pour le prélèvement de sang capillaire au bout du doigt ou dans la paume de la main pour tester la glycémie. L'autopiqueur Microlet<sup>®</sup> Next est destiné à être utilisé par un seul patient. L'autopiqueur n'est pas destiné à être utilisé chez le nouveau-né.

• Het Microlet<sup>®</sup>Next-prikapparaat wordt gebruikt om capillair bloed uit de vingertop of handpalm af te nemen voor het testen van de bloedglucose in combinatie met compatibele lancetten. Het Microlet<sup>®</sup>Next-prikapparaat is bedoeld voor gebruik door één patiënt. Het prikapparaat is niet bestemd voor gebruik bij pasgeborenen.

Der Lanzettenauswerfer reduziert das Verletzungsrisiko beim Entsorgen von gebrauchten Lanzetten. • La fonction Éjection de la lancette réduit les risques de blessures lors de l'élimination des lancettes usagées. • De lancet-verwijderingsfunctie vermindert het risico op verwonding na gebruik van het lancet.

Weitere vollständige Informationen finden Sie in der Packungsbeilage. • Se reporter à la notice contenue à l'intérieur pour obtenir des informations complètes. • Zie de bijsluiter in de verpakking voor de volledige procedure.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten. • Tous droits réservés. • Alle rechten voorbehouden.

Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care“-Logo und Microlet sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo en Microlet zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Meiss-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano, Italy

MD

ASCENSIA Diabetes Care 2797

5 016003 670008

Import und Vertrieb durch:  
Ascensia Diabetes Care  
Deutschland GmbH  
51355 Leverkusen  
Deutschland  
Ascensia Diabetes Service  
Telefon: 0800 7261880  
(kostenfrei)  
E-Mail: info@ascensia.de

Import et distribué par:  
Geïmporteerd en  
gedistribueerd door:  
Ascensia Diabetes Care NV-SA  
Pegasuslaan 5  
BE-1831 Diegem (Machelen)  
Tel. 0800 97 212 (BE)  
Tel. 800 27 254 (LUX)  
info@ascensiadibetescare.be

www.diabetes.ascensia.com

Hergestellt in Polen.  
Fabriqué en Pologne.  
Gefabriceerd in Polen.

90011584 Rev. 08/23  
6700

# Microlet<sup>®</sup> next

Stechhilfe • Autopiqueur  
• Prikapparaat

Einfach sanfte Blutgewinnung  
Test facile  
Eenvoudig en Vlot testen

5 deutlich gekennzeichnete,  
verstellbare Einstichtiefen  
5 réglages clairs et explicites de  
la profondeur de prélèvement  
5 duidelijke keuzes voor  
prikdiepte

Verschlusskappe mit  
Sicherheitsverriegelung  
Embase sécurisée avec  
système de verrouillage  
Punctiedop met  
veiligheidsvergrendeling

Einfacher Lanzettenauswurf  
Éjection simple de la lancette  
Lancetten eenvoudig uit  
te werpen



1 SET • SET • KIT

**DE** Zur Verwendung mit den silikonbeschichteten Microlet<sup>®</sup> Lanzetten.  
**FR** À utiliser avec des lancettes Microlet<sup>®</sup> au revêtement doux en silicone.  
**NL** Te gebruiken met Microlet<sup>®</sup>-lancetten met zachte siliconencoating.

REF 85139894

1 Microlet<sup>®</sup>Next Stechhilfe  
5 Microlet<sup>®</sup> Lanzetten  
(steril), silikonbeschichtet

1 autopiqueur  
Microlet<sup>®</sup>Next  
5 lancettes stériles  
Microlet<sup>®</sup> douces  
siliconées

1 Microlet<sup>®</sup>Next-  
prikapparaat  
5 sterile  
Microlet<sup>®</sup>-lancetten met  
zachte siliconencoating

Microlet<sup>®</sup> Lanzette/  
Lancette Microlet<sup>®</sup>/  
Microlet<sup>®</sup>-lancet:

0°C - 40°C

VARNISH FREE GLUE AREA  
(PRINTED SIDE)